

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnase13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Gan3

Número de artículo: CM0015506

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNASE13 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta niveles endógenos en humano y ratón. Ideal para el estudio de proteínas tipo ribonucleasa secretadas inactivas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASE13 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAL1; HEL-S-86p; RNASE13
Especie	Humano
GenelD (Humano)	440163
GenelD	440163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de RNASE13 humano (NP_001012264.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5GAN3
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo