

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnase2 Para Wb, If-P, Elisa - P10153

Número de artículo: CM0030062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNASE2 humana (EDN/RNS2, SWISS P10153). Validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA con reactividad cruzada a humano y ratón. Ideal para estudiar la función de los eosinófilos, la actividad lisosomal y la biología de la ribonucleasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RNASE2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	EDN; RAF3; RNS2; RNASE2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6036
GeneID	6036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-161 de la RNASE2 humana (NP_002925.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10153
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo