

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnase2 Para Wb - 035291

Número de artículo: CM0028497

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo producido contra la proteína recombinante de ratón RNASE2. Adecuado para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P, ELISA y validado en especies humanas, de ratón y de rata. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASE2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mR4; RNS2; Rnase2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	6036
GeneID	53877
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-155 de RNASE2 de ratón (NP_001017422.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	035291
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo