


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnase3 Para Ihc-P Y Elisa - P12724

Número de artículo: CM0023953



Introducción

El pAb de conejo RNASE3 es un anticuerpo policlonal dirigido a la proteína catiónica de eosinófilos (ECP) humana. Validado para IHC-P y ELISA, es adecuado para la investigación de inmunidad innata e inflamación. - P12724

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASE3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Especie	Humano
GenelD (humano)	6037
GenelD	6037
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-160 de RNASE3 humana (NP_002926.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P12724
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo