


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnase3 Para Wb, Elisa - P12724

Número de artículo: CM0017823



Introducción

CamelBio suministra anticuerpo policlonal de conejo anti-RNASE3 para WB y ELISA, dirigido a la proteína catiónica de eosinófilos (ECP) humana implicada en la defensa del huésped y la inflamación. Reacciona de forma cruzada con rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASE3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ECP; RAF1; RNS3; RNASE3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6037
GeneID	6037
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-160 del RNASE3 humano (NP_002926.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P12724
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo