


## Anticuerpo Policlonal Anti-Rnase6 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q93091

Número de artículo: CM0013931



### Introducción

RNASE6 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la actividad antimicrobiana de la RNasa K6 y la inmunidad del tracto urinario.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RNASE6 Conejo pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | RAD1; RNS6; RNasek6; RNASE6                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID del Gen (Humano) | 6039                                                                                                                                 |
| ID del Gen          | 6039                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la RNASE6 humana (NP_005606.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q93091                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 17kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |