


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rnaseh1 Para Wb, Elisa - O60930

Número de artículo: CM0006303



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra RNASEH1 humano, inmunógeno aa 140-286, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de híbridos ARN-ADN y transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASEH1 mAb de Ratón
Observaciones/Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Especie	Humano
GeneID	246243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aa 140-286 de RNASEH1 humano (O60930)
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60930
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo