


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnaseh1 Para Wb Y Elisa - O60930

Número de artículo: CM0029118



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RNASEH1 de alta calidad para Western blot y ELISA. Detecta RNASEH1 humano, de ratón y de rata (32 kDa). Ideal para estudiar la dinámica de híbridos ARN-ADN, la terminación de la transcripción y la biología de los bucles R.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNASEH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNH1; H1RNA; PEOB2; RNASEH1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	246243
ID del gen	246243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-286 de la RNASEH1 humana (NP_002927.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60930
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo