


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnaseh2A Para Wb, If/Icc, Elisa - O75792

Número de artículo: CM0013214



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RNASEH2A, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Ideal para investigaciones sobre la replicación del ADN y el síndrome de Aicardi-Goutières.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNASEH2A Rabbit pAb
Observaciones/alias	AGS4; JUNB; RNHL; RNHIA; THSD8; RNASEHI; RNASEH2A
Especie	Humana
GeneID	10535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-299 de la RNASEH2A humana (NP_006388.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	O75792
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo