


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnaseh2C Para Wb Y Elisa - Q8Tdp1

Número de artículo: CM0017620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RNASEH2C humana (AGS3/AYP1), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar el procesamiento de híbridos de ARN:ADN y los mecanismos de replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASEH2C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AGS3; AYP1; RNASEH2C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	84153
ID de Gen	84153
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-164 de la RNASEH2C humana (NP_115569.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TDP1
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo