


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnd1 Para Wb - Q92730

Número de artículo: CM0013261



Introducción

El pAb de conejo RND1 es un anticuerpo policlonal dirigido contra RND1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la remodelación del citoesqueleto de actina y la formación de procesos neuronales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	RND1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARHS; RHO6; RHOS; RND1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27289
GeneID	27289
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 133-232 del RND1 humano (NP_055285.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92730
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo