

Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Número de artículo: CM0024157

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RNF10 humano, una ligasa de ubiquitina E3 clave para el control de calidad del ribosoma. Validado en WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Detecta proteína de ~90 kDa, ideal para estudiar respuestas al estrés y proteostasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RNF10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNF10; RIE2; proteína de dedo RING 10
Especies	Humano, Ratón, Rata
GeneID (humano)	9921
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 660-760 del RNF10 humano (NP_055683.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5U6
Peso Proteico	89kDa/90kDa
Envío	Bolsa de hielo