

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rnf10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N5U6

Número de artículo: CM0005284

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra RNF10 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio del control de calidad del ribosoma y la ubiquitinación en muestras de humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RIE2
Especie	Humano
GeneID (humano)	9921
GeneID	9921
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 660-760 de RNF10 humana (NP_055683.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N5U6
Peso de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo