

Anticuerpo Policlonico Anti-Rnf11 Para Wb, Elisa - Q9Y3C5

Número de artículo: CM0029016

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra RNF11 humano, validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para el estudio de la vía de señalización inflamatoria mediada por ubiquitina y las vías de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF11 Rabbit pAb
Notas/Alias	CGI-123; SID1669; RNF11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26994
GeneID	26994
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-154 de RNF11 humano (NP_055187.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3C5
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo