

Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf114 Para Wb, Elisa - Q9Y508

Número de artículo: CM0016851

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF114 humano, validado para WB y ELISA. Detecta RNF114 humano y de ratón, una ligasa E3 de ubiquitina implicada en la regulación de NF-κB, el control del ciclo celular y la inmunidad innata. Ideal para la investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF114 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF313; PSORS12; RNF114
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55905
GeneID	55905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de RNF114 humano (NP_061153.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y508
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo