

Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf115 Para Wb, Elisa - Q9Y4L5

Número de artículo: CM0020433

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF115 (BCA2, ZNF364) validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con rata. RNF115 es una ligasa de ubiquitina E3 implicada en la autofagia, la inmunidad antiviral y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF115 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BCA2; ZFP364; ZNF364; RABRING7; RNF115
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27246
GeneID	27246
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-140 del RNF115 humano (NP_055270.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q9Y4L5
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo