


Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf125 Para Wb, Elisa - Q96Eq8

Número de artículo: CM0015317



Introducción

RNF125 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo validado para Western blot y ELISA, dirigido contra RNF125 humano, una E3 ubiquitin ligasa que regula la inmunidad antiviral y la activación de linfocitos T. Adecuado para aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF125 Rabbit pAb
Notas / Alias	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Especie	Humano
GeneID	54941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 41-200 de RNF125 humano (NP_060301.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96EQ8
Peso de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo