

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf125 Para Wb Y Elisa - Q96Eq8

Número de artículo: CM0023969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF125 humana, validado para Western blot y ELISA. Reconoce ser humano y ratón; se dirige a una E3 ubiquitina ligasa involucrada en la inmunidad innata y la activación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	RNF125 Rabbit pAb
Abreviaturas / Nombres alternativos	TNORS; TRAC1; TRAC-1; RNF125
Especie	Humano
ID del gen	54941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de RNF125 humana (NP_060301.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96EQ8
Peso molecular de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo