


Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf126 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bv68

Número de artículo: CM0021451



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF126, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para estudiar las funciones de la E3 ubiquitina ligasa en el control de calidad de proteínas y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF126 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNF126; proteína con dedo de anillo 126
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	55658
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-200 de la RNF126 humana (NP_919442.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV68
Peso de la Proteína	33kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo