


Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf126 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv68

Número de artículo: CM0019501



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la E3 ubiquitin-proteína ligasa RNF126 humana, adecuado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la proteína RNF126 de 34 kDa en humanos, ratón y rata para investigación en ubiquitinación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF126 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNF126
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55658
ID de Gen	55658
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BV68
Peso de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo