


Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf144A Para Wb, Elisa - P50876

Número de artículo: CM0020243



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a RNF144A (UIP4) humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Adecuado para investigación en ubiquitinación, daño del ADN e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF144A Rabbit pAb
Notas / Alias	UIP4; hUIP4; RNF144; UBCE7IP4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-179 de RNF144A humano (NP_055561.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonal
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P50876
Peso Molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo