

Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf149 Para If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Número de artículo: CM0024536

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RNF149 humano (43kDa) para IF/ICC y ELISA. Detecta RNF149 endógeno; reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de la ligasa E3 y la degradación de BRAF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RNF149 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNF149; DNAPTP2; proteína de dedo RING 149
Especie	Humano
GeneID (Humano)	284996
GeneID	284996
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 del RNF149 humano (NP_775918.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8NC42
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo