

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf149 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nc42

Número de artículo: CM0015386

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF149 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta RNF149 en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para el estudio de vías de ubiquitinación y degradación de BRAF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF149 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DNAPT2; RNF149
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	284996
ID del gen	284996
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 221-400 de la RNF149 humana (NP_775918.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NC42
Peso molecular de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo