

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf152 Para Wb, Elisa - Q8N8N0

Número de artículo: CM0019657

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RNF152 para WB y ELISA, dirigido contra la ubiquitina-proteína ligasa E3 humana RNF152 (UniProt Q8N8N0). Validado para la investigación de las vías de señalización de mTORC1 y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF152 pAb de conejo
Observaciones/alias	RNF152
Especie	Humana
ID del gen (humano)	220441
ID del gen	220441
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de RNF152 humano (NP_775828.1)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q8N8N0
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo