

Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf166 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96A37

Número de artículo: CM0024785

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF166 humana, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de la E3 ubiquitina ligasa en inmunidad innata y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF166 Rabbit pAb
Notas/Alias	RNF166
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115992
GeneID	115992
Inmunógeno	Péptido sintético, correspondiente a los aminoácidos 102-201 de RNF166 humana (NP_849163.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96A37
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo