

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf166 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96A37

Número de artículo: CM0017194

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para RNF166 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Se dirige a la E3 ubiquitin ligasa implicada en autofagia e inmunidad innata. Adecuado para aplicaciones de investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF166 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNF166
Especie	Humano
GeneID (Humano)	115992
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-237 de la RNF166 humana (NP_849163.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96A37
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo