


Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf168 Para Wb, Elisa - Q8Iyw5

Número de artículo: CM0030001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ligasa de ubiquitina-proteína E3 humana RNF168, validado para Western blotting y ELISA. Detecta RNF168 humana y de ratón, un regulador clave de la respuesta al daño del ADN y la ubiquitinación de histonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF168 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RIDL; hRNF168; RNF168
Especie	Humana
GeneID (Humano)	165918
GeneID	165918
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-571 de RNF168 humana (NP_689830.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8IYW5
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo