

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf180 Para Wb Y Elisa - Q86T96

Número de artículo: CM0020373

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra RNF180 humano recombinante (aa 1-416).
Reconoce RNF180 humano, de ratón y de rata.
Validado para western blot y ELISA. Ideal para estudios de ubiquitinación y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RNF180
Observaciones/Alias	RINES; RNF180
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	285671
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-416 de RNF180 humano (NP_848627.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q86T96
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo