

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf181 Para Wb Y Elisa - Q9P0P0

Número de artículo: CM0015889

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RNF181 validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. El objetivo es la E3 ubiquitina-proteína ligasa RNF181, involucrada en la ubiquitinación y regulación del proteasoma. Ideal para la investigación de vías de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RNF181
Observaciones/Alias	HSPC238; RNF181
Especie	Humano
ID del Gen	51255
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-153 de la RNF181 humana (NP_057578.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P0P0
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo