

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf185 Para Wb Y Elisa - Q96Gf1

Número de artículo: CM0024401

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF185 humano, apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para investigación en mitofagia, estrés reticular, ERAD e inmunidad antiviral innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF185 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RNF185
Especie	Humano
GenelD (Humano)	91445
GenelD	91445
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 de la RNF185 humana (NP_689480.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96GF1
Peso molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo