


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rnf20 Para Wb Y Elisa - Q5Vtr2

Número de artículo: CM0005904



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-RNF20 de alta calidad para Western blot y ELISA. Reacciona con RNF20 humano y de ratón, una ligasa de ubiquitina de la histona H2B. Ideal para investigación epigenética y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF20 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BRE1; BRE1A; hBRE1; RNF20
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	56254
ID de Gen	56254
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del RNF20 humano (Q5VTR2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5VTR2
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo