

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf220 Para Wb, Elisa - Q5Vtb9

Número de artículo: CM0013694

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RNF220 (ligasa de ubiquitina-proteína E3). Validado para Western blot y ELISA. Reconoce RNF220 humano, de ratón y de rata (63kDa). Ideal para estudiar la ubiquitinación, la señalización Wnt, el neurodesarrollo y las respuestas a interferones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF220 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HLD23; C1orf164; RNF220
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	55182
ID de gen	55182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 267-566 del RNF220 humano (NP_060620.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VTB9
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo