

Anticuerpo Policlonal Anti-Rnf31 Para Wb, If, Elisa - Q96Ep0

Número de artículo: CM0016423



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RNF31 humano (HOIP, ZIBRA) para transferencia Western, inmunofluorescencia y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón, reconoce el componente de ligasa E3 de ~120 kDa del complejo LUBAC. Ideal para la investigación de la señalización de NF- κ B y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF31 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Especie	Humano
GeneID (humano)	55072
GeneID	55072
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 de RNF31 humano (NP_060469.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q96EP0
Peso de la proteína	120 kDa
Envío	Bolsa de hielo