

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf31 Para Wb, Elisa - Q96Ep0

Número de artículo: CM0026720



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RNF31 (HOIP), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para estudiar la señalización de NF-κB y la ubiquitinación lineal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo RNF31
Observaciones/Alias	HOIP; Paul; ZIBRA; RNF31
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55072
GeneID	55072
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-700 de RNF31 humano (NP_060469.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q96EP0
Peso Proteico	120kDa
Envío	Bolsa de hielo