

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf34 Para Wb, If/Icc Y Elisa - Q969K3

Número de artículo: CM0027248

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RNF34 humano (CARP1/hRFI), una ligasa de ubiquitina E3. Validado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigaciones sobre apoptosis, degradación de proteínas e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF34 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RFI, RIF, RIFF, hRFI, CARP1, CARP-1, RNF34
Especie	Humano
GeneID	80196
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del RNF34 humano (NP_079402.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q969K3
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo