

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rnf4 Para Wb, Elisa - P78317

Número de artículo: CM0013519



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RNF4 humano (SLX5/SNURF), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a la ligasa E3 de ubiquitina-proteína involucrada en vías de degradación dependientes de sumoilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RNF4
Observaciones / Alias	SLX5, SNURF, RES4-26, RNF4
Especie	Humano
ID del Gen	6047
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de RNF4 humano (NP_001171938.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P78317
Peso Molecular de la Proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo