


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rnf40 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75150

Número de artículo: CM0005876



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RNF40/BRE1B humano, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Útil para el estudio de la monoubiquitinación de la histona H2B, la regulación epigenética y el ciclo lítico del KSHV.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RNF40 mAb de conejo
Observaciones/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Especie	Humano
ID del gen	9810
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-431 de RNF40 humano (O75150)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75150
Peso de la proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo