


Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Rnf40 Para Wb Y Elisa - O75150

Número de artículo: CM0027508



Introducción

Anticuerpo Policlonales de Conejo contra RNF40 validado para WB y ELISA. Dirigido contra la E3 ubiquitin-proteína ligasa BRE1B humana (O75150), es adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF40 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BRE1B; RBP95; STARING; RNF40
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9810
ID del Gen	9810
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la RNF40 humana (NP_055586.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O75150
Peso de la Proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo