


Anticuerpo Policlonico Anti-Rnf8 Para Wb, Elisa - 076064

Número de artículo: CM0030017



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a RNF8 humano, validado para western blotting y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de señalización por daño al ADN y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNF8 Rabbit pAb
Notas/Alias	hRNF8; RNF8
Especie	Humano
GeneID (humano)	9025
GeneID	9025
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-485 de RNF8 humano (NP_003949.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	076064
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo