


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rnf8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O76064

Número de artículo: CM0006724



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RNF8 validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta la E3 ubiquitina ligasa RNF8 (~56 kDa) de humano, ratón y rata, involucrada en la reparación del daño al ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RNF8
Observaciones/Alias	hRNF8; RNF8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9025
GeneID	9025
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de RNF8 humano (NP_003949.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O76064
Peso de la proteína	56 kDa
Envío	Bolsa de hielo