


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rngtt Para Wb, If/Icc, Elisa - O60942

Número de artículo: CM0028820



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-RNGTT para western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con RNGTT humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre la formación del cap de ARNm y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RNGTT
Observaciones/Alias	HCE; HCE1; hCAP; CAP1A; RNGTT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8732
GeneID	8732
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de RNGTT humano (NP_003791.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60942
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo