

Anticuerpo Policlonico Anti-Rnh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13489

Número de artículo: CM0026172



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RNH1 (Inhibidor de ribonucleasa, RAI). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNH1 Rabbit pAb
Notas/Alias	RAI; RNH; RNH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6050
GeneID	6050
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 202-461 de la RNH1 humana (NP_002930.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13489
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo