

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Robo1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6N7

Número de artículo: CM0018535



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ROBO1 humano, adecuado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios de guía axonal, neurodesarrollo y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ROBO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NORS; NYS8; SAX3; CPHD8; DUTT1; ROBO1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6091
GeneID	6091
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1452-1651 del ROBO1 humano (NP_002932.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6N7
Peso Proteico	181kDa
Envío	Bolsa de hielo