

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rock1 Para Wb, Elisa - Q13464

Número de artículo: CM0002699



### Introducción

El Anticuerpo Monoclonal de Conejo ROCK1 se valida en WB y ELISA con reactividad en humano, ratón y rata. Ideal para aplicaciones de investigación en dinámica del citoesqueleto, migración celular y señalización.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo ROCK1                                                                                                |
| Observaciones/Alias | ROCK-I; P160ROCK; ROCK1                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                             |
| ID del Gen          | 6093                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 de ROCK1 humano (Q13464). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                |
| SWISS               | Q13464                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 158kDa                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                     |