

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rock1 Para Wb, Ip, If, Elisa - Q13464

Número de artículo: CM0014899



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ROCK1 validado para WB, IP, IF-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Regulador clave del citoesqueleto de actina y de la polaridad celular, ideal para la investigación de la motilidad celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra ROCK1
Observaciones/Alias	ROCK-I; P160ROCK; ROCK1
Especie	Humano
GeneID (humano)	6093
GeneID	6093
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 400-660 de ROCK1 humana (NP_005397.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13464
Peso de la proteína	158 kDa
Envío	Bolsa de hielo