

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rock1 (Validado Por Knockout) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13464

Número de artículo: CM0015011



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ROCK1 humano, validado mediante knockout, para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para investigaciones sobre el citoesqueleto, la polaridad celular y la señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ROCK1 pAb de conejo [validado por KO]
Observaciones/Alias	ROCK-I; P160ROCK; K1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6093
GeneID	6093
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-660 de ROCK1 humano (NP_005397.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q13464
Peso molecular	158 kDa
Envío	Bolsa de hielo