

Anticuerpo Policlonal Anti-Rock2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75116

Número de artículo: CM0027442



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ROCK2, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ROCK2 humano, de ratón y de rata a ~161kDa. Ideal para investigación de señalización del citoesqueleto y quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ROCK2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ROCK-II; ROCK2
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	9475
ID del Gen	9475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1109-1388 de ROCK2 humano (NP_004841.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75116
Peso Proteico	161kDa
Envío	Bolsa de hielo