


Anticuerpo Policlonal Anti-Rom1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03395

Número de artículo: CM0029850



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ROM1 humano (TSPAN23), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Para investigación de retina y estudios del segmento externo de bastones. Optimizado para uso IVD y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ROM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ROM; RP7; ROSP1; TSPAN23; ROM1
Especie	Humano
GeneID	6094
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 126-263 de ROM1 humano (NP_000318.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q03395
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo