

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Romo1 Para Wb - P60602

Número de artículo: CM0010738

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para ROMO1 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Apto para estudios de ERO y morfología mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	[Validado por KD] Anticuerpo monoclonal de conejo ROMO1
Observaciones/Alias	MTGM, MTGMP, C20orf52, bA353C18.2, ROMO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	140823
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-79 de ROMO1 humano (NP_542786.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60602
Peso proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo