


Anticuerpo Policlonal Anti-Ror1 Para Wb, Elisa - Q01973

Número de artículo: CM0028354



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo ROR1 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para estudios de señalización Wnt, receptores neurotróficos e investigación del cáncer. No conjugado, diana de 104kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ROR1
Observaciones/Alias	NTRKR1; dJ537F10.1; ROR1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4919
ID de Gen	4919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-403 de ROR1 humano (NP_005003.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q01973
Peso Proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo